

Nur für Forschungszwecke

PAPOLB Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12821-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12821-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 220 µg/ml von
Nanodrop und 220 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG3487

GenBank-Zugangsnummer:

BC036653

GeneID (NCBI):

56903

Vollständiger Name:

poly(A) polymerase beta (testis
specific)

Berechnete Masse:

71 kDa

Beobachtete Masse:

71 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe, HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen,
humanes Hirngewebe, humanes Magengewebe,
humanes Nierengewebe, humanes Plazenta-Gewebe,
Maus-Eierstockgewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12821-1-AP (PAPOLB antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.