

Nur für Forschungszwecke

# SECTM1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12865-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 12865-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC017716	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 6398	
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> secreted and transmembrane 1	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 248 aa, 27 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG3190		

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
ELISA

**Getestete Reaktivität:**  
Human

## Hintergrundinformationen

SECTM1, also named as protein K12, is identified by its location just upstream of the CD7 locus. It's a novel molecule with potential importance in hematopoietic and/or immune system processes. The calculated MW of SECTM1 is 27 kDa. It can be cleaved into a 20 kDa soluble form.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

**Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung**

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

