

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

12882-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3887

GenBank-Zugangsnummer:

BC027962

GeneID (NCBI):

10044

Vollständiger Name:

SH2 domain containing 3C

Berechnete Masse:

94 kDa, 86 kDa, 77 kDa

Beobachtete Masse:

77 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2400

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000

für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, humanes Hirngewebe, humanes Plazenta-Gewebe

IP : Maushirngewebe,

IHC : humanes Mammakarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

SH2 domain-containing protein 3C (SH2D3C, or NSP3) gene encodes an adaptor protein and member of a cytoplasmic protein family involved in cell migration. The encoded protein was identified as an Eph receptor-binding protein which may be a positive regulator of TCR signaling (PMID: 10542222). SH2D3C is an adaptor protein that has been implicated in T cell activation and shown to associate with different components of the integrin signaling pathway ex vivo, moreover, its primary in vivo role of Sh2d3c in regulating B cell development and function has also been demonstrated (PMID: 20505138). SH2D3C has 6 isoforms with MW 94, 86, 77 and 55 kDa (refer to UniProt).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Fujiya Gomi	29966723	Neuroscience	WB, IP

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
 W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12882-1-AP (SH2D3C antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SH2D3C (IP:12882-1-AP, 3ug; Detection:12882-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 6000ug.



IP result of SH2D3C antibody (12882-1-AP for IP and Detection) with mouse brain tissue lysate.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 12882-1-AP (SH2D3C antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).