

Nur für Forschungszwecke

Netrin G1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12910-2-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12910-2-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 180 µg/ml von
Nanodrop und 180 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG3882

GenBank-Zugangsnummer:

BC030220

GeneID (NCBI):

22854

Vollständiger Name:

netrin G1

Berechnete Masse:

438 aa, 49 kDa

Beobachtete Masse:

60 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Mauslungengewebe, humanes Hirngewebe,
humanes Hodengewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Gali Heimer	31692205	Hum Mutat	

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse lung tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12910-2-AP (Netrin G1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.