

Nur für Forschungszwecke

# CD40 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12971-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
12971-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 140 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG3397

GenBank-Zugangsnummer:  
BC012419

GeneID (NCBI):  
958

Vollständiger Name:  
CD40 molecule, TNF receptor  
superfamily member 5

Berechnete Masse:  
277 aa, 31 kDa

Beobachtete Masse:  
43 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human

## Hintergrundinformationen

CD40, also named as TNFRSF5 and Bp50, is a receptor for TNFSF5/CD40LG. It is a member of the TNFR superfamily and is responsible for the efficient activation of cell-mediated and humoral immune responses via activated T cells and B cells respectively.

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

