

Nur für Forschungszwecke

# JAM2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12972-1-AP

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Katalog-Nr.:</b><br>12972-1-AP   | <b>GenBank-Zugangsnummer:</b><br>BC017779                    | <b>Reinigungsmethode:</b><br>Antigen-Affinitätsreinigung |
| <b>Größe:</b><br>150ul , Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop und 387 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard; | <b>GeneID (NCBI):</b><br>58494                               | <b>Empfohlene Verdünnungen:</b><br>WB 1:500-1:2000       |
| <b>Wirt:</b><br>Kaninchen   | <b>Vollständiger Name:</b><br>junctional adhesion molecule 2 |  |
| <b>Isotyp:</b><br>IgG   | <b>Berechnete Masse:</b><br>298 aa, 33 kDa                   |  |
| <b>Immunogen Katalognummer:</b><br>AG3431   | <b>Beobachtete Masse:</b><br>33 kDa, 43 kDa                  |  |

## Anwendungen

|   |   |
|---|---|
| <b>Geprüfte Anwendungen:</b><br>WB,ELISA            | <b>Positivkontrollen:</b><br>WB : humanes Plazenta-Gewebe, humanes Herzgewebe |
| <b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b><br>WB |   |
| <b>Getestete Reaktivität:</b><br>Human, Maus, Ratte |   |
| <b>Zitierte Arten:</b><br>Human, Maus               |   |

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser       | Pubmed ID | Journal                 | Anwendung |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Hiroki Takeuchi | 34448537  | Cell Microbiol          | WB        |
| Guang Xu        | 28081450  | Diabetes Res Clin Pract | WB        |

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12972-1-AP (JAM2 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.