

Nur für Forschungszwecke

CCDC110 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12996-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12996-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 327 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3662

GenBank-Zugangsnummer:

BC028419

GeneID (NCBI):

256309

Vollständiger Name:

coiled-coil domain containing 110

Berechnete Masse:

833 aa, 97 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

CCDC110, also named as KMHN1 and CT52, is a coiled-coil protein that associates with the centrosome.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

