

Nur für Forschungszwecke

FAIM Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13005-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13005-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 450 µg/ml von
Nanodrop und 220 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG3685

GenBank-Zugangsnummer:
BC012478

GeneID (NCBI):
55179

Vollständiger Name:
Fas apoptotic inhibitory molecule

Berechnete Masse:
179 aa, 20 kDa

Beobachtete Masse:
20 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB
IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen, Maushodengewebe

IP: HEK-293-Zellen,

IHC: humanes Gliomgewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Tianyu Han

Pubmed ID

34720024

Journal

Autophagy

Anwendung

WB, IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



IP result of anti-FAIM (IP:13005-1-AP, 4ug; Detection:13005-1-AP 1:500) with HEK-293 cells lysate 1680 ug.



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13005-1-AP (FAIM antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas using 13005-1-AP (FAIM antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).