

Nur für Forschungszwecke

# SOX30 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13017-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 13017-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC033492	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 187 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 11063	
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> SRY (sex determining region Y)-box 30	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 753 aa, 82 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG4110		

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
ELISA

**In Publikationen genannte Anwendungen:**  
IHC

**Getestete Reaktivität:**  
Human, Maus, Ratte

**Zitierte Arten:**  
Maus

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Chun-Wei Allen Feng	29247201	Sci Rep	IHC

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

