

Nur für Forschungszwecke

RRAGB Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13023-1-AP

Vorgestelltes Produkt

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13023-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 600 µg/ml von
Nanodrop und 280 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4116

GenBank-Zugangsnummer:
BC034726

GeneID (NCBI):
10325

Vollständiger Name:
Ras-related GTP binding B

Berechnete Masse:
346 aa, 40 kDa

Beobachtete Masse:
40 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB
IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, RIP, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : humanes Hodengewebe, humanes Hirngewebe

IP : Maushodengewebe,

IHC : humanes Hirngewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shohei Ikeda	33373332	J Clin Invest	WB, IF
Xiaomin Li	35739524	Mol Cancer	WB,IHC,RIP
Xiang Ou	24740400	PLoS One	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13023-1-AP (RRAGB antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-RRAGB (IP:13023-1-AP, 4ug; Detection:13023-1-AP 1:500) with mouse testis tissue lysate 4000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 13023-1-AP (RRAGB Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).