

ELMOD2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13027-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13027-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 550 µg/ml von Nanodrop und 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3653

GenBank-Zugangsnummer:

BC015168

GeneID (NCBI):

255520

Vollständiger Name:

ELMO/CED-12 domain containing 2

Berechnete Masse:

293 aa, 32 kDa

Beobachtete Masse:

32 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : A549-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, humanes Plazenta-Gewebe, Jurkat-Zellen

IP : A549-Zellen,

IHC : humanes Pankreaskarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13027-1-AP (ELMOD2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer using 13027-1-AP (ELMOD2 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer using 13027-1-AP (ELMOD2 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP Result of anti-ELMOD2 (IP:13027-1-AP, 4ug; Detection:13027-1-AP 1:300) with A549 cells lysate 2000ug.