

Nur für Forschungszwecke

DDX11 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13047-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13047-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 220 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG3666

GenBank-Zugangsnummer:
BC011264

GeneID (NCBI):
1663

Vollständiger Name:
DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box
polypeptide 11 (CHL1-like helicase
homolog, *S. cerevisiae*)

Berechnete Masse:
970 aa, 108 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

