

Nur für Forschungszwecke

# IL-17F Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13081-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13081-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 280 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3732

GenBank-Zugangsnummer:

BC070124

GeneID (NCBI):

112744

Vollständiger Name:

interleukin 17F

Berechnete Masse:

163 aa, 18 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

LW Zhang

Pubmed ID

26933138

Journal

J Dent Res

Anwendung

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

