

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13178-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 273 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3845

GenBank-Zugangsnummer:

BC027942

GeneID (NCBI):

6910

Vollständiger Name:

T-box 5

Berechnete Masse:

518 aa, 57 kDa

Beobachtete Masse:

58 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, MCF-7-Zellen

IF : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

T-box genes encode a family of transcription factors that have been identified in all metazoans and which play diverse roles during embryonic development. TBX5, a member of T-box family, has an essential role in the initiation of limb outgrowth and heart development. Genetic variation near TBX5 that associates with PR and/or QRS interval variation, which suggests that TBX5 plays a role in CCS function in the general population. Because 77 % amino acid sequence of TBX5 is identical to TBX4, this antibody recognizes both TBX4 and TBX5.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
De-Gang Wang	34490705	Am J Med Genet A	IF
Zhentao Zhang	31628386	Sci Rep	WB
Zhihua Ren	35609006	Environ Sci Technol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13178-1-AP (TBX5 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 13178-1-AP (TBX5 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).