

Nur für Forschungszwecke

SNX20 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13180-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13180-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 193 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3847

GenBank-Zugangsnummer:

BC027944

GeneID (NCBI):

124460

Vollständiger Name:

sorting nexin 20

Berechnete Masse:

316 aa, 36 kDa

Beobachtete Masse:

36 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : COLO 320-Zellen, Maus-Thymusgewebe

IP : COLO 320-Zellen,

IHC : humanes Plazenta-Gewebe, humanes Lungengewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13180-1-AP (SNX20 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 13180-1-AP (SNX20 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 13180-1-AP (SNX20 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



IP Result of anti-SNX20 (IP:13180-1-AP, 4ug; Detection:13180-1-AP 1:300) with COLO 320 cells lysate 2000ug.