

Nur für Forschungszwecke

# RFPL1/2/3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13215-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13215-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 200 µg/ml von Nanodrop und 220 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4090

GenBank-Zugangsnummer:

BC031689

GeneID (NCBI):

10738

Vollständiger Name:

ret finger protein-like 3

Berechnete Masse:

317 aa, 35 kDa

Beobachtete Masse:

35-37 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, SKOV-3-Zellen

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser | Pubmed ID | Journal   | Anwendung |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Chuan Lin | 29749533  | Oncol Rep | WB, IF    |

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)

W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13215-1-AP (RFPL1/2/3 antibody at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.