

Nur für Forschungszwecke

SNX25 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13294-1-AP

Vorgestelltes Produkt

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13294-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop und 320 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3995

GenBank-Zugangsnummer:

BC029868

GeneID (NCBI):

83891

Vollständiger Name:

sorting nexin 25

Berechnete Masse:

98 kDa

Beobachtete Masse:

98-105 kDa, 65 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus

Positivkontrollen:

WB : Jurkat-Zellen, Maushirngewebe, Maus-Thymusgewebe, Raji-Zellen, Rattenhirngewebe

Hintergrundinformationen

SNXs (sorting nexin), a family of proteins playing roles in cargo sorting and signaling from compartments within the endocytic network, regulate traffic of membrane proteins including TGF- β receptors. Sorting Nexin 25 (SNX25) has been recently proposed to modulate TGF- β signaling through endosomal sorting of TGF- β receptors for lysosomal degradation. This antibody can recognize two isoforms: 98-105 kDa and 65 kDa.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shoko Takemura	32955616	Brain Struct Funct	IHC
Shoko Takemura	32156614	Neurosci Lett	WB
Kazuya Nishimura	33647065	PLoS One	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13294-1-AP (SNX25 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.