

TRAM2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13311-1-AP

1 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13311-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4144

GenBank-Zugangsnummer:

BC028121

GeneID (NCBI):

9697

Vollständiger Name:

translocation associated membrane protein 2

Berechnete Masse:

370 aa, 43 kDa

Beobachtete Masse:

43 kDa, 66 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HepG2-Zellen, Sp2/O-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Fangxing Xu

Pubmed ID

36618348

Journal

Front Immunol

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13311-1-AP (TRAM2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.