

Nur für Forschungszwecke

SLD5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13315-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13315-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 650 µg/ml von
Nanodrop und 333 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4158

GenBank-Zugangsnummer:
BC027454

GeneID (NCBI):
84296

Vollständiger Name:
GINS complex subunit 4 (Sld5
homolog)

Berechnete Masse:
223 aa, 26 kDa

Beobachtete Masse:
26 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : Maus-Thymusgewebe, Maushodengewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse thymus tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13315-1-AP (SLD5 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.