

Nur für Forschungszwecke

UNC5CL Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13322-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13322-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von
Nanodrop und 180 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG3970

GenBank-Zugangsnummer:
BC035284

GeneID (NCBI):
222643

Vollständiger Name:
unc-5 homolog C (C. elegans)-like

Berechnete Masse:
518 aa, 58 kDa

Beobachtete Masse:
69 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Maus-Kolongewebe,

Hintergrundinformationen

Unc5CL is a factor involved in epithelial inflammation and immunity.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse colon tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13322-1-AP (UNC5CL Antibody) at dilution of 1:300 incubated at 4 degree celsius over night.