

Nur für Forschungszwecke

# MUC20 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13380-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
13380-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von  
Nanodrop und 313 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG4205

GenBank-Zugangsnummer:  
BC029267

GeneID (NCBI):  
200958

Vollständiger Name:  
mucin 20, cell surface associated

Berechnete Masse:  
55 kDa, 71 kDa

Beobachtete Masse:  
70-75 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000  
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000  
für WB

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : humanes Lebergewebe, humanes Nierengewebe

IP : Mauslebergewebe,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



IP result of anti-MUC20 (IP:13380-1-AP, 4ug; Detection:13380-1-AP 1:300) with mouse liver tissue lysate 6000 ug.



human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13380-1-AP (MUC20 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.