

Nur für Forschungszwecke

GPR17 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13416-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13416-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 750 µg/ml von
Nanodrop und 420 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4106

GenBank-Zugangsnummer:
BC031653

GeneID (NCBI):
2840

Vollständiger Name:
G protein-coupled receptor 17

Berechnete Masse:
367 aa, 41 kDa

Beobachtete Masse:
50 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : humanes Serumgewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human serum were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13416-1-AP (GPR17 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



1X10⁶ SH-SY5Y cells were stained with 0.2ug GPR17 antibody (13416-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 4% PFA blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1500.