

Nur für Forschungszwecke

KIR2DL3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13455-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13455-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 80 µg/ml durch
die Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4301

GenBank-Zugangsnummer:

BC032422

GeneID (NCBI):

3804

Vollständiger Name:

killer cell immunoglobulin-like
receptor, two domains, long
cytoplasmic tail, 3

Berechnete Masse:

341 aa, 38 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

