

Nur für Forschungszwecke

eEF2K Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13510-1-AP

Vorgestelltes Produkt

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13510-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 347 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4432

GenBank-Zugangsnummer:
BC032665

GeneID (NCBI):
29904

Vollständiger Name:
eukaryotic elongation factor-2 kinase

Berechnete Masse:
725 aa, 100 kDa

Beobachtete Masse:
100 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000

für WB

IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

CoIP, IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Ratte

Positivkontrollen:

WB: PC-3-Zellen, HEK-293-Zellen, Jurkat-Zellen

IP: PC-3-Zellen,

IF: PC-3-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Cheng Ji	29331413	Cancer Lett	WB
Julie Pires Da Silva	32059483	Cells	WB,IP,CoIP
Zuhal Hamurcu	30729279	J Mol Med (Berl)	

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13510-1-AP (EEF2K Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-eEF2K (IP:13510-1-AP, 4ug; Detection:13510-1-AP 1:500) with PC-3 cells lysate 3200ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed PC-3 cells using 13510-1-AP (EEF2K antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).