

Nur für Forschungszwecke

IKZF3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13561-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13561-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 160 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4434

GenBank-Zugangsnummer:

BC032707

GeneID (NCBI):

22806

Vollständiger Name:

IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos)

Berechnete Masse:

509 aa, 58 kDa

Beobachtete Masse:

58-70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2400

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: Jurkat-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Konstantinos Dimopoulos	29718735	Leuk Lymphoma	IHC
Liang Zhou	33392195	Front Cell Dev Biol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13561-1-AP (IKZF3 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.