

Nur für Forschungszwecke

# FKBP6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13582-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
13582-1-AP

Größe:  
150ul , Konzentration: 353 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG4505

GenBank-Zugangsnummer:  
BC036817

GeneID (NCBI):  
8468

Vollständiger Name:  
FK506 binding protein 6, 36kDa

Berechnete Masse:  
327 aa, 37 kDa

Beobachtete Masse:  
36 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:  
WB 1:500-1:2400  
IHC 1:20-1:200

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
IHC, WB,ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : humanes Hodengewebe,

IHC : humanes Hodengewebe, humanes Hautgewebe,  
humanes Lungengewebe, humanes Nierengewebe,  
humanes Plazenta-Gewebe

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13582-1-AP (FKBP6 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 13582-1-AP (FKBP6 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 13582-1-AP (FKBP6 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).