

Nur für Forschungszwecke

SUR2/ABCC9 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:13599-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13599-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 67 µg/ml durch
die Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4536

GenBank-Zugangsnummer:

BC033804

GeneID (NCBI):

10060

Vollständiger Name:

ATP-binding cassette, sub-family C
(CFTR/MRP), member 9

Berechnete Masse:

1549 aa, 174 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

