

Nur für Forschungszwecke

NSMCE2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13627-1-AP

Vorgestelltes Produkt

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13627-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4545

GenBank-Zugangsnummer:

BC032797

GeneID (NCBI):

286053

Vollständiger Name:

non-SMC element 2, MMS21 homolog
(S. cerevisiae)

Berechnete Masse:

247 aa, 28 kDa

Beobachtete Masse:

28-32 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, U2OS-Zellen

IHC : Maushodengewebe, Maus-Eierstockgewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Stephanie Pei Tung Yiu	35263599	Cell Rep	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13627-1-AP (NSMCE2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of NSMCE2 antibody (13627-1-AP; 1:10000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-NSMCE2 transfected HeLa cells.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 13627-1-AP (NSMCE2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).