

Nur für Forschungszwecke

# MAK Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13638-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
13638-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von  
Nanodrop und 193 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG4571

GenBank-Zugangsnummer:  
BC039825

GeneID (NCBI):  
4117

Vollständiger Name:  
male germ cell-associated kinase

Berechnete Masse:  
623 aa, 71 kDa

Beobachtete Masse:  
60-62 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: PC-3-Zellen, HeLa-Zellen

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Ran Li	28073914	J Biol Chem	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13638-1-AP (MAK antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.