

Nur für Forschungszwecke

CALCYON Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13703-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 13703-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC038978	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 50632	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: calcyon neuron-specific vesicular protein	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 217 aa, 23 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG4622		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Calcyon, also named as NSG3, DRD1P and CALY, is a neuron-specific vesicular protein. It localizes to dendritic spines of D1 receptor-expressing pyramidal cells in prefrontal cortex.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

