

Nur für Forschungszwecke

HCN3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:13745-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13745-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 600 µg/ml von
Nanodrop und 267 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4684

GenBank-Zugangsnummer:
BC028024

GeneID (NCBI):
57657

Vollständiger Name:
hyperpolarization activated cyclic
nucleotide-gated potassium channel
3

Berechnete Masse:
774 aa 86 kDa

Beobachtete Masse:
86 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:2400

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: humanes Nierengewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13745-1-AP (HCN3 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.