

Nur für Forschungszwecke

BTBD6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13776-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13776-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 180 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4766

GenBank-Zugangsnummer:

BC042525

GeneID (NCBI):

90135

Vollständiger Name:

BTB (POZ) domain containing 6

Berechnete Masse:

410 aa, 46 kDa

Beobachtete Masse:

53-58 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HepG2-Zellen,

IP : Y79-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13776-1-AP (BTBD6 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-BTBD6 (IP:13776-1-AP, 4ug; Detection:13776-1-AP 1:300) with Y79 cells lysate 800ug.