

Nur für Forschungszwecke

GAS6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13795-1-AP

6 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13795-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 750 µg/ml von
Nanodrop und 367 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4617

GenBank-Zugangsnummer:
BC038984

GeneID (NCBI):
2621

Vollständiger Name:
growth arrest-specific 6

Berechnete Masse:
678 aa, 75 kDa

Beobachtete Masse:
75 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: humane Urinprobe, DU 145-Zellen,
Mausherzgewebe, Rattenherzgewebe

IHC: humanes Lungenkarzinomgewebe, humanes
Milzgewebe

IF: HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Growth arrest-specific protein 6 (GAS6) is also named as AXLLG. GAS6/AXL signaling plays a role in various processes such as endothelial cell survival during acidification by preventing apoptosis, optimal cytokine signaling during human natural killer cell development, hepatic regeneration, gonadotropin-releasing hormone neuron survival and migration, platelet activation, or regulation of thrombotic responses (PMID:12364394, PMID:18840707). It can bridge virus envelope phosphatidylserine to the TAM receptor tyrosine kinase Axl to mediate viral entry by apoptotic mimicry (PMID:21501828).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yingying Shen	30289981	Int J Cancer	WB
Zhen Wang	35546091	Transplantation	WB
Hua Qian	32369236	FASEB J	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




human urine sample were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13795-1-AP (GAS6 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13795-1-AP (GAS6 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 13795-1-AP (GAS6 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 13795-1-AP (GAS6 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 13795-1-AP (GAS6 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).