

Nur für Forschungszwecke

# RAB15 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13800-1-AP

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13800-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 160 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4775

GenBank-Zugangsnummer:

BC040679

GeneID (NCBI):

376267

Vollständiger Name:

RAB15, member RAS oncogene  
family

Berechnete Masse:

208 aa, 24 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser    | Pubmed ID | Journal               | Anwendung |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Qingli Liu   | 36309191  | Acta Biomater         | IHC       |
| Xiao-Hu Wang | 35286985  | Arch Gerontol Geriatr | WB        |

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

