

Nur für Forschungszwecke

NR1D2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13906-1-AP

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
13906-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 200 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG4881

GenBank-Zugangsnummer:
BC045613

GeneID (NCBI):
9975

Vollständiger Name:
nuclear receptor subfamily 1, group D,
member 2

Berechnete Masse:
579 aa, 65 kDa

Beobachtete Masse:
70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Hang Xu	36357378	Cell Death Dis	WB
Sobuj Mia	32357113	Am J Physiol Heart Circ Physiol	WB
Min Chen	32118505	Xenobiotica	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13906-1-AP (NR1D2 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.