

SMCP Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 13936-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

13936-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 393 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG4984

GenBank-Zugangsnummer:

BC014593

GeneID (NCBI):

4184

Vollständiger Name:

sperm mitochondria-associated
cysteine-rich protein

Berechnete Masse:

13 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

SMCP, also named as MCS and MCSP, is a cysteine- and proline-rich structural protein that is closely associated with the keratinous capsules of sperm mitochondria in the mitochondrial sheath surrounding the outer dense fibers and axoneme. It is involved in sperm motility.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

