

PRRG1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 14103-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

14103-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop und 407 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG5236

GenBank-Zugangsnummer:

BC060833

GeneID (NCBI):

5638

Vollständiger Name:

proline rich Gla (G-carboxyglutamic acid) 1

Berechnete Masse:

218 aa, 23 kDa

Beobachtete Masse:

24 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HepG2-Zellen,

IP : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14103-1-AP (PRRG1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-PRRG1 (IP:14103-1-AP, 4ug; Detection:14103-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 3200ug.