

Nur für Forschungszwecke

# RPL9 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 14117-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
14117-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von  
Nanodrop und 133 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG5266

GenBank-Zugangsnummer:

BC066318

GeneID (NCBI):

6133

Vollständiger Name:

ribosomal protein L9

Berechnete Masse:

22 kDa

Beobachtete Masse:

22 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, humanes  
Hirngewebe, Jurkat-Zellen, Maushirngewebe,  
Rattenhirngewebe, Y79-Zellen

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14117-1-AP (RPL9 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.