

Nur für Forschungszwecke

RPS19BP1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 14319-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

14319-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG5560

GenBank-Zugangsnummer:

BC047711

GeneID (NCBI):

91582

Vollständiger Name:

ribosomal protein S19 binding protein

1

Berechnete Masse:

15 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

RPS19BP1, also named as AROS and S19BP, is recently described as direct negative and positive regulators of SIRT1 activity. It enhances SIRT1-mediated deacetylation of p53/TP53, thereby participating in inhibition of p53/TP53-mediated transcriptional activity.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

