

Nur für Forschungszwecke

BIK Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 14389-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

14389-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG5859

GenBank-Zugangsnummer:

BC001599

GeneID (NCBI):

638

Vollständiger Name:

BCL2-interacting killer (apoptosis-inducing)

Berechnete Masse:

18 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

BIK, also named as NBK, BIP1 and BP4, is a pro-apoptotic BCL-2 family member and is the founding member of a subfamily of pro-apoptotic proteins known as BH3-alone proteins. It is a transcript that is upregulated during induction of apoptosis.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

