

Nur für Forschungszwecke

TFIP11 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:14436-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
14436-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 200 µg/ml von
Nanodrop und 160 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG5821

GenBank-Zugangsnummer:
BC033080

GeneID (NCBI):
24144

Vollständiger Name:
tuftelin interacting protein 11

Berechnete Masse:
97 kDa

Beobachtete Masse:
97 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB,ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, K-562-Zellen, Maushodengewebe,
MCF-7-Zellen

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

TFIP11, also named as Tuftelin-interacting protein 11 or Septin and tuftelin-interacting protein 1, is a 837 amino acid protein, which contains one G-patch domain and belongs to the TFP11/STIP family. TFIP11 may localizes in the nucleus and cytoplasm. TFIP11 is involved in pre-mRNA splicing, specifically in spliceosome disassembly during late-stage splicing events. TFIP11 may play a role in the differentiation of ameloblasts and odontoblasts or in the forming of the enamel extracellular matrix.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14436-1-AP (TFIP11 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HeLa cells using 14436-1-AP (TFIP11 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).