

Nur für Forschungszwecke

# beta-actin-Specific Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:14439-1-AP

4 Publikationen

## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
14439-1-AP

Größe:  
150ul , Konzentration: 67 µg/ml durch 60  
die Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

GenBank-Zugangsnummer:  
NM\_001101

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:  
actin, beta

Berechnete Masse:  
42 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:  
WB

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte, Zebrafisch

Zitierte Arten:  
Human

## Hintergrundinformationen

This antibody is specific to B-actin, but not other actins.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
P Luo	29740907	Neurogastroenterol Motil	WB
Eman S Abou Zaid	36600460	Int J Immunopathol Pharmacol	WB
Meng Dai	36529788	Eur J Med Res	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

