

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
14588-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 441478

Nanodrop und 487 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG6114

GenBank-Zugangsnummer:

BC053618

GeneID (NCBI):

von 441478

Vollständiger Name:

NOTCH-regulated ankyrin repeat
protein

Berechnete Masse:

12 kDa

Beobachtete Masse:

12 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

IHC : humanes Lungenkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

NRARP, Notch-regulated ankyrin repeat-containing protein, acts as a downstream effector of Notch signaling, involved in angiogenesis acting downstream of Notch at branch points to regulate vascular density. NRARP is also involved in the regulation of liver cancer cells self-renewal (PMID: 25985737, PMID: 19154719). During somitogenesis, it is involved in maintenance of proper somite segmentation and proper numbers of somites and vertebrae.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 14588-1-AP (NRARP antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 14588-1-AP (NRARP antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).