

Nur für Forschungszwecke

Integrin Alpha 9 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 14593-1-AP

Vorgestelltes Produkt

4 Publikationen

Allgemeine Informationen

| | | |
|---|---|---|
| Katalog-Nr.: 14593-1-AP | GenBank-Zugangsnummer: BC030198 | Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung |
| Größe: 150ul, Konzentration: 187 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard; | GeneID (NCBI): 3680 | Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IF 1:10-1:100 |
| Wirt: Kaninchen | Vollständiger Name: integrin, alpha 9 | |
| Isotyp: IgG | Berechnete Masse: 114 kDa | |
| Immunogen Katalognummer: AG6126 | Beobachtete Masse: 100-110 kDa | |

Anwendungen

| | |
|--|---|
| Geprüfte Anwendungen: IF, WB, ELISA | Positivkontrollen: WB : humanes Lebergewebe, A549-Zellen IF : A549-Zellen, |
| In Publikationen genannte Anwendungen: IF, IHC, WB | |
| Getestete Reaktivität: Human | |
| Zitierte Arten: Human, Ratte | |

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser | Pubmed ID | Journal | Anwendung |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| Jie Zhang | 26596831 | Tumour Biol | WB |
| Kang Xu | 34058037 | Biofactors | WB |
| Moyuan Deng | 32424991 | Adv Healthc Mater | WB |

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14593-1-AP (ITGA9 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A549 cells using 14593-1-AP (Integrin alpha-9 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).