

Nur für Forschungszwecke

# RAB11FIP5 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:14594-1-AP

Vorgestelltes Produkt

1 Publikationen

## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

14594-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 260 µg/ml von Nanodrop und 187 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG6128

GenBank-Zugangsnummer:

BC035013

GeneID (NCBI):

26056

Vollständiger Name:

RAB11 family interacting protein 5 (class I)

Berechnete Masse:

70 kDa

Beobachtete Masse:

66-72 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : Mausnierengewebe, HEK-293-Zellen, humanes Herzgewebe, Mauslungengewebe

## Hintergrundinformationen

Rab11 family-interacting protein 5 (Rab11fip5) is an adaptor protein that binds to the small GTPase Rab11, which has an important function in endosome recycling and trafficking of cellular proteins to the plasma membrane. Rab11fip5 is involved in many cellular processes, such as cytoskeleton rearrangement, iron uptake and exocytosis in neuroendocrine cells, and is also known as a candidate gene for autism-spectrum disorder.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Kai He

Pubmed ID

30120249

Journal

Nat Commun

Anwendung

WB,IF

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14594-1-AP (RAB11FIP5 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.