

NICN1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 14734-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
14734-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG6039

GenBank-Zugangsnummer:
BC050653

GeneID (NCBI):
84276

Vollständiger Name:
nicolin 1

Berechnete Masse:
24 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

NICN1, also named as PGs5 is a part of the neuronal tubulin polyglutamylase complex.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

