

Nur für Forschungszwecke

Noggin Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:14772-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 14772-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC034027	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 307 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 9241	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:3000 IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: noggin	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 26 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG6586	Beobachtete Masse: 26 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HeLa-Zellen, IHC : humanes Gliomgewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: IHC, WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Zitierte Arten: Hamster, Maus	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Noggin is an extracellular polypeptide acting as an antagonist of bone morphogenetic proteins (BMPs) regulating embryonal development. Noggin inhibits activity of BMP-2, -4, -7, -13, and -14. Noggin is present extracellularly in the matrix or retained at the cell surface via interaction with heparin sulfate proteoglycans. In early development stages, Noggin is produced by the Spemann organizer, allowing dorsal-ventral patterning of BMPs (PMID: 8752214). Subsequently, Noggin is expressed by the notochord regulating BMP-4 signaling in neurogenesis. Additionally, Noggin is present during development in the dermal papilla, connective tissue of the hair follicle, lens, retina, and perocular mesenchyme, as well as in the mesoderm lineage regulating development of the bone, cartilage, and muscles.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Chuanhui Yin	32949110	Birth Defects Res	IHC
Shu-Fen Li	29415997	Cell Death Dis	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14772-1-AP (Noggin antibody at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas using 14772-1-AP (Noggin antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas using 14772-1-AP (Noggin antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).