

Nur für Forschungszwecke

ZNF207 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 14814-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
14814-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 200 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG6564

GenBank-Zugangsnummer:
BC002372

GeneID (NCBI):
7756

Vollständiger Name:
zinc finger protein 207

Berechnete Masse:
51 kDa

Beobachtete Masse:
51 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HepG2-Zellen,

IP : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14814-1-AP (ZNF207 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZNF207 (IP:14814-1-AP, 4ug; Detection:14814-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 3200ug.