

Nur für Forschungszwecke

ZIC4-Specific Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:14835-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

14835-1-AP

GenBank-Zugangsnummer:

NM_032153

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 93 µg/ml durch 84107

GeneID (NCBI):

84107

die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Vollständiger Name:

Zic family member 4

Wirt:

Kaninchen

Berechnete Masse:

37 kDa

Isotyp:

IgG

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

The ZIC gene family includes 5 genes that are highly conserved across evolution. These genes encode zinc finger proteins that are expressed during development and maturation of the central nervous system and have critical roles in the development of the cerebellum. ZIC4, like other members, may have roles in the nervous system development.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

