

Nur für Forschungszwecke

RD3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:14855-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
14855-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 240 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG6641

GenBank-Zugangsnummer:
BC065541

GeneID (NCBI):
343035

Vollständiger Name:
retinal degeneration 3

Berechnete Masse:
22 aa, 7 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

RD3, also named as C1orf36, is a part of subnuclear protein complexes involved in diverse processes, such as transcription and splicing. It is associated with Retinal Degeneration.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

